



SymGlucan®

Regeneração intensiva da pele

Apresentação

β -glucan *premium*, extraído do endosperma da semente de aveia, constituído por frações de baixo e alto peso molecular. As cadeias poliméricas maiores permanecem na superfície formando um filme que previne a desidratação da pele. As cadeias menores são as principais, penetram no estrato córneo e promovem regeneração e cicatrização.

Cicacream

SymGlucan	5%
Hidroviton Plus	1%
Melscreen Coffee	2%
Creme Emulium Illustro qsp	50g

Indicação: No pós-laser, pele ressecada pelo clima ou medicações

Modo de usar: Aplicar 2x/dia ou conforme indicação

Reparador Pró-age

SymGlucan	5%
Revinage	2%
Gatuline Link n Lift	2%
Creme Emulium Mellifera qsp	50g

Indicação: Antirrugas e suavização do relevo da pele

Modo de usar: Aplicar na pele à noite

Mecanismo de Ação

Fase 1 Inflamação



Fase 2 Proliferação



Fase 3 Remodelação



- Produção de pró-colágeno*: **32%**
- Produção de colágeno**: **152%**

- Migração de queratinócitos: **113%**
- Estímulo de ác. hialurônico: QC: **52%** FB: **30%**

*indiretamente via macrófagos | **diretamente em fibroblastos

Benefícios



Regeneração e reparo da pele



Comprovação clínica de hidratação



Suaviza rugas e melhora a firmeza



Calmante

SymGlucan®

Testes de Eficácia

1. Regeneração da pele: melhora da barreira cutânea

Teste pós-dermoabrasão: 12 vol., emulsão 5% SymGlucan® vs placebo., 3x/dia, 2d

Redução do eritema - Reparo da pele




Dia 0

Dia 1


Dia 2

Redução de TEWL



2. Hidratação: superior ao ácido hialurônico

30 vol., 2 emulsões: 10% SymGlucan® vs 10% Ác. Hialurônico



Concentração de uso

2 a 10%

INCI

Water (Aqua), Glycerin, Beta-Glucan, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol

Um produto com a qualidade:

symrise 



Endereço

Alameda dos Maracatins, 780 - 1502
Indianópolis - São Paulo - SP
04089-001



Contato

contato@i9magistral.com.br
www.i9magistralshop.com.br



Telefone

+55 11 3526-5919
0800 038 6267